



Reti con doghe  
***Gold Line***

Rete con doghe con alzata manuale  
Telaio rinforzato in legno naturale di faggio

## SCHEDA PRODOTTO



DISPOSITIVO  
MEDICO



[www.memoryline.shop](http://www.memoryline.shop)  
[info@memoryline.it](mailto:info@memoryline.it)

NUMERO VERDE  
**800 68 60 68**

## DESCRIZIONE

### Rete manuale con doghe in faggio

Realizzata completamente in legno di faggio di prima qualità, materiale atossico e resistente, questa rete rappresenta la soluzione più naturale alle nuove esigenze del riposo.

Grazie al sistema a doghe basculanti da 30 mm ammortizzate è garantito l'appoggio ideale per qualsiasi tipo di materasso e, questo stesso sistema permette al nostro corpo di adattarsi perfettamente al supporto per un sonno ottimale, avendo a disposizione un sistema letto perfettamente anatomico.


Differenti colori nei porta doghe, sistema di ammortizzazione in caucciù evidenziano diversi gradi di rigidità nei punti stabiliti per implementare i benefici lungo il profilo della colonna vertebrale.

Anche le doghe contribuiscono alla regolazione della rigidità della rete, in quanto sono munite di regolatori a scorrimento che possono essere spostati per ottenere rigidità differenti.

Le nostre reti rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca una struttura solida alla quale affidare il proprio riposo, ma al contempo desidera dormire su una base morbida e ammortizzante.

Questo modello ad alzate manuali con i suoi bracci permette di sollevare indipendentemente testiera e pediera dotati di sistema bloccante.

L'alza testa favorisce il relax notturno, oltre a permettere di leggere o guardare la televisione in modo più confortevole. Dormire con la testa rialzata, inoltre, è indicato per chi soffre di disturbi quali le apnee notturne o il reflusso gastro-esofageo. Alzando la pediera si favorisce la circolazione sanguigna negli arti inferiori e ciò permette di eliminare la fastidiosa sensazione di pesantezza sulle gambe. Dormire con le gambe rialzate limita anche fenomeni come la ritenzione idrica e la fragilità capillare.



## DESCRIZIONE

# L'importanza degli ammortizzatori delle doghe

### ROTTURA ED ALLERGIE FREQUENTI

Quando stiamo per acquistare una rete a doghe spesso la valutiamo per l'insieme delle loro caratteristiche senza soffermarci su un componente che riveste un ruolo altrettanto importante, ossia il supporto ammortizzante su cui vengono fissate le doghe. Ne esistono di moltissimi tipi realizzati in diversi materiali, quindi come capire se la rete che andremo ad acquistare ha dei buoni supporti?

In base alla nostra esperienza, consigliamo di non farsi incantare da reti con supporti eccessivamente complessi poiché il rischio di guasti nel tempo incrementa con l'aumentare dei pezzi che compongono il singolo supporto (e la sua complessità). Il supporto nel tempo viene sottoposto ad una sollecitazione alternata verticale con una notevole azione di schiacciamento, pertanto questo deve essere realizzato con un materiale il più possibile resistente, elastico ed indeformabile.

Sulle Reti a Doghe della linea Memoryline utilizziamo supporti realizzati in elastomeri SBS e TPEE perchè si è scelto di focalizzare l'attenzione più che sull'estetica sulla salute (essendo anallergico) e sulle caratteristiche meccaniche dei materiali al fine di ottenere una maggiore durata nel tempo. Il poli (stirene-butadiene-stirene), o SBS, è una gomma resistente usata anche nella realizzazione di prodotti come le soles delle scarpe, scarponcini e tutto quanto ha nella durata la propria caratteristica fondamentale.

Il copoliestere termoplastico TPEE è un materiale con la flessibilità della gomma e la resistenza tipica dei polimeri ed è utilizzato per realizzare prodotti che richiedono un'eccellente resistenza a flessione ed un ampio range di temperature d'uso. Resiste alle sollecitazioni, alle deformazioni di taglio e all'abrasione. Offre inoltre un'elevata resistenza agli idrocarburi ed a molte altre sostanze chimiche.

### II CAUCCIÙ

Il caucciù (o gomma naturale o poliisoprene naturale) è un materiale idrocarburico polimerico ottenuto dall'estrazione del lattice di alcune piante; un esempio particolare è quello ottenuto attraverso il procedimento di coagulazione del lattice estratto dall'*Hevea brasiliensis*. È un elastomero amorfo formato per addizione 1,4-cis dell'isoprene. Un isomero di un'altra famosa gomma di origine naturale, la guttaperca. Si è scelto di NON utilizzare i supporti in Caucciù poiché derivando dal lattice anch'esso è un prodotto che può causare allergie, è un materiale che invecchia nel tempo, inoltre molti di questi supporti non sono neppure ammortizzati (come quello mostrato nella fotografia).


La nostra politica aziendale è contraria se non per scelta del cliente che quindi ne è a conoscenza e consapevole di fornire prodotti contenenti lattice in camera da letto, in quanto la reazione allergica può essere scatenata dal contatto con la proteina o, in alcuni casi, anche a seguito dell'inspirazione delle particelle di lattice che possono essere diffuse nell'aria. Di contro non esistono casi documentati di reazioni allergiche ai prodotti realizzati con tecnologia elastometrica **SBS-TPEE**.



### Supporti portadoghe con il sistema STEP INSIDE

Sul telaio viene praticata una fresatura dove viene applicato il supporto STEP-INSIDE, questo permette all'ammortizzatore di poggiare sul telaio lungo la base orizzontale e di essere collegato con una spina al telaio stesso, pertanto non vi è possibilità di rottura. Per rendere l'ammortizzatore più robusto e per evitare che il peso venga esercitato in modo diretto sul punto di fissaggio viene frapposto un anello ammortizzatore realizzato nello stesso stampo e materiale del supporto che permette di evitare la lacerazione del punto di fissaggio per effetto della compressione ripetuta.

## 7 ZONE



- 1 Sostegno moderato per l'appoggio della testa
- 2 Zona spalle morbida e accogliente
- 3 Appoggio più rigido, rinforzato con doghe Bodywood per l'area della cifosi dorsale
- 4 Zona lombare rinforzata con doghe Bodywood e con cursori che regolano la rigidità
- 5 Sostegno moderato per la zona delle cosce
- 6 Confortevolmente morbida la zona dei polpacci
- 7 Sostegno moderato per l'appoggio dei piedi

## CARATTERISTICHE

<b>Telaio</b>	Telaio in legno naturale di faggio di sezione 63 mm x 33 mm, materiale robusto ed elastico allo stesso tempo, trattato con resine naturali, conformi a quanto prescritto dalle normative comunitarie.
<b>Doghe</b>	Anche le 26 doghe sono realizzate con legno di faggio multistrato piegato a vapore, sezione 30x10 mm.
<b>Ammortizzatori</b>	È dotata di ammortizzatori con tecnologia elastometrica SBS-TPEE che aumentano l'elasticità complessiva della struttura (due listelli per ogni ammortizzatore).
<b>Regolatori</b>	Possiede 8 regolatori di rigidità nella fascia lombare che permettono di adattare la flessibilità delle doghe in base al peso e la rigidità complessiva del supporto.
<b>Elasticità</b>	Il materiale si conforma temporaneamente alla colonna vertebrale, seguendone la linea, senza perciò stressare il corpo durante il sonno.
<b>Materiale naturale</b>	La rete è realizzata interamente in faggio massiccio non trattato, completamente puro, privo di emissioni nocive.
<b>7 zone</b>	Comfort a sette zone differenziate per un perfetto adattamento anatomico.
<b>Peso sostenibile</b>	240 kg circa.
<b>Altezza piedi</b>	Standard 30 cm. Opzionali 35 - 40 cm. Personalizzabile su richiesta.



leggero  
light



ammortizzato  
amortized



ergonomico  
ergonomic



peso regolabile  
adjustable weight



indeformabile  
undeformable



naturale  
natural



7 zone  
7 zones